



Fauteuil ORL hydraulique

Gamme 512

51266T-ORL

CARINA
Medical




CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil ORL hydraulique pivotant à 360°(possibilité de bloquer la rotation), 3 parties
- Dossier et jambièrre synchronisés, réglables par vérin à gaz
- Têteière réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL
- Position de Trendelenburg
- Sellerie en forme ergonomique de bonne densité 30kg/cm², non-feu classée M1, épaisseur 8cm. Spécialement développée pour un confort optimum du patient (**très bon maintien lombaire**)
- Equipé de deux accoudoirs escamotables et d'un repose pieds
- Socle chromé

DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 52 à 72cm
- Capacité de charge : 130kg en dynamique



Têteière réglable en hauteur et inclinaison spécialement adaptée pour les consultations ORL



ACCESSOIRES



ACC 514-ASSISE
ACC 514-JAMBIÈRE
Protection plastique pour assise ou jambièrre



ACC 993
Support roulettes escamotables diam. 50mm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique



Arno



Garonne



Potomac




Amour



Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine



Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Abysse




Cendre




Origan




Géranium



Réglisse




Prune



Perle




Ficelle




Terre



Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas




Orange



Fuschia



Tomate




GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél: +33(0)4 74 66 69 49
Fax: +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com