



*Fauteuil esthétique*  
**Gamme INJEXIA**  
**INJEXIA06**

**CARINA**  
*Medical*




**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil médecine esthétique à hauteur variable électrique, 2 parties
- Commande : Pédale multifonctions
- Dossier électrique
- Equipé de 2 accoudoirs synchronisés avec le dossier et d'une tête réglable
- Position de Trendelenburg
- Sellerie de bonne densité, mousse viscoélastique enduction multicouches **garantissant longévité et résistances aux déchirures et aux frottements**, épaisseur 8cm
  - Traitement anti salissure
  - Traitement fongicide
  - Traitement obien
- Piètement acier peint époxy, coloris sable en standard
- Sur roulettes côté tête et 2 patins réglables côté pieds

## DIMENSIONS

- Largeur 60cm
- Hauteur variable de 48 à 88cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique



### Vous aimerez aussi :

Réf. **INJEXIA05** : Idem INJEXIA06 mais commande par télécommande manuelle



### À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

## ACCESSOIRES



**ACCINJEXIA01**  
Mat support plateau  
équipé du plateau



**ACCINJEXIA04**  
Coussin jambes  
pour transformation en table



**ACCINJEXIA02**  
Bras support lampe  
non équipé d'une lampe



**ACC CLAMEDIAM16**  
Clameau de fixation en  
aluminium pour fixation  
sur rail 25x10, l'unité  
diam. 14mm, diam. 16mm



# COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban  
sans plus value

## *Revêtement : Sellerie Gamme Classique*



## *Revêtement : Sellerie Gamme Urban*



# COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme INJEXIA est proposée en coloris (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement **sans plus value**

## *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000




RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)