



*Fauteuil de podologie hydraulique*

*Gamme LUVIA*

**LUVIA14T-PODO**

**CARINA**  
*Medical*




**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil de podologie à hauteur variable hydraulique pivotant à 360° (possibilité de bloquer la rotation), 3 parties
- Dossier et jambièrre réglables par 3 vérins à gaz indépendants
- Réglage des repose-pieds en longueur très simple à l'aide de boutons indexables
- Position de Trendelenburg
- Sellerie en forme ergonomique de bonne densité 35kg/cm<sup>2</sup>, non-feu classée M1, épaisseur 7cm. Spécialement développée pour un confort optimum du patient
- Equipé d'accoudoirs escamotables
- Protection plastique sur assise
- Pied sur socle chromé

## DIMENSIONS

- Largeur 55cm
- Hauteur variable de 55cm à 74cm
- Capacité de charge : 130kg en dynamique



### À NOTER

Le LUVIA14T-PODO peut être mis en **position allongée**



### À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

## ACCESSOIRES



**ACC514-LUVI-DOS**  
Protection plastique pour dossier



**ACC TETERGO-LUV**  
Tête ergonomique amovible  
pour gamme LUVIA



**ACC 993**  
Support roulettes escamotables  
diam. 50mm



**ACC 9505**  
Jeu de 4 roulettes diam. 50mm  
avec frein

## ZQOM JAMBIÈRES



# COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban  
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

## *Revêtement : Sellerie Gamme Classique*



Arno



Garonne



Potomac




Amour




Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine




Amazone

## *Revêtement : Sellerie Gamme Urban*




Abysse



Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune




Perle




Ficelle




Terre




Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- Châssis : 2 ans
- Sellerie : 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)