



*Fauteuil ambulatoire électrique*  
**Gamme MULTIKA version V2**  
**MULT-V2-600**

**CARINA**  
*Medical*




**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil ambulatoire à hauteur variable électrique, 3 parties
- Commande : Télécommande manuelle multifonctions
- Dossier et jambière réglables par vérins électriques
- Position de Trendelenburg
- Matelas monobloc, sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 9cm
- Equipé de 2 rails latéraux en inox 2,5x1cm pour fixation accessoires, d'une barre de poussée et d'un porte-rouleau pour drap d'examen dans le dossier
- Tête ergonomique fournie en standard
- Piètement carterisé pour une hygiène optimale, coloris gris clair (RAL 7035)
- Système de freinage centralisé deux pédales à l'avant et une barre de freinage à l'arrière
- Sur 4 roulettes diam. 150mm

## DIMENSIONS

- Largeur 60cm, largeur hors-tout 85cm
- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique



### Vous aimerez aussi :

Réf. **MULT-V2-600-01** : Idem MULT-V2-600 mais avec repose pieds

Réf. **MULT-V2-700** : Idem MULT-V2-600 mais largeur 70cm


Réf. **MULT-V2-700-01** : Idem MULT-V2-600 mais largeur 70cm avec repose pieds



## À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

# ZOOM MULT-V2-600 avec accessoires



## ACCESSOIRES



**ACC CAPOT**  
Peinture capot  
Autre que le gris standard (7035)  
16 coloris disponibles



**RL-150**  
4 roulettes diam. 150mm  
Freinage centralisé



**ACC MULTIK12**  
Gouttière MULTIKA équipée d'un  
clameau pour fixation sur rail 25x10,  
l'unité



**ACC 110POLY**  
Gouttière prise de sang  
polyuréthane avec ferrure  
Sans étai, l'unité



**ACC FEMINA02**  
Paire d'étriers  
sans clameau de fixation



**ACC FEMINA964**  
Paire de repose jambes  
sur rotule mousse polyuréthane  
sans clameau de fixation



**ACC BATTERIE01**  
Batterie, autonomie de 20 cycles  
(1 cycle = 1x montée/ descente +  
1x montée/ descente du dossier)



**ACC MULTIK02**  
Bouton position urgence



**ACC CLAMEDIAM16**  
Clameau de fixation en  
aluminium pour fixation  
sur rail 25x10, l'unité  
diam. 16mm, diam. 14mm



**ACC BARRMULV2-60**  
Paire de barrières de lit  
escamotables largeur 60cm



**ACC 32012+ACC MULTIKA76**  
Tige porte-sérum  
2 crochets plastiques et étai  
*(Attention : option uniquement  
valable si barrières Réf : ACC BARRMULV2-60)*



**ACC OVALIA03**  
Pédale multifonction



**ACC MULTIK13**  
Support télécommande flexible  
Longueur 65cm à fixer sur  
châssis avec étai



**ACC MULTIK03**  
Tige porte-sérum  
2 crochets plastiques équipé  
d'un clameau de fixation  
sur rail inox 25x10



**ACC MULTIK05**  
Tablette de lecture  
sans clameau de fixation



**ACC-MULTIKALEDN**  
Lampe de lecture à LED  
avec clameau de fixation

### DEBRAYAGE

Débrayage manuel du dossier

### ACC 514-MULTIKA2

Protection plastique transparent  
largeur 60cm, pour jambière

# COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban  
sans plus value

## *Revêtement : Sellerie Gamme Classique*




Arno



Garonne



Potomac



Amour



Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine



Amazone

## *Revêtement : Sellerie Gamme Urban*




Abysse



Cendre



Origan




Géranium




Réglisse




Prune



Perle




Ficelle




Terre



Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate


# COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme MULTIKA a un capot coloris gris clair (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de capot **avec plus value (option ACC CAPOT)**


## *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000



RAL 5017



RAL 5002



RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005




RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)