



*Photo du modèle avec colonne chromée
et pied ABS noir au lieu d'inox*

Tabouret
Gamme 3030
3032INO

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Tabouret réglable par colonne à gaz inox
- Commande manuelle sous l'assise
- Sellerie non feu classée M1, épaisseur 8cm
- Equipé de 5 roulettes diam. 50mm
- Pied inox 5 branches, empattement diam. 55cm

DIMENSIONS

- Assise rectangulaire ergonomique 40x32cm
- Hauteur variable de 48 à 68cm
- Capacité de charge : 130kg

Vous aimerez aussi :

Réf. **3033INO** : Idem 3032INO mais sur patins, hauteur variable de 44 à 64cm



À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 2 ans (1 an pour la sellerie)

ACCESSOIRES



ACC 10
Dossier pour gamme
PRISCA, 120, 30 et 40



ACC 15
Repose pieds



ACC 16
Pied sur socle chromé
diam. 38cm
(Enlève 1cm à la hauteur)



ACCROULETTE-02
5 roulettes simple galet
diam. 50mm



ACCROULETTE-03
5 roulettes double galet sol dur
diam. 50mm



ACCROULETTE-04
5 roulettes antistatiques
diam. 50mm



ACCROULETTE-05
5 roulettes auto-freinées
en charge ou hors-charge




HH/HB
Hauteur haute ou hauteur basse

COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban
Attention ! coloris Urban **avec plus value**

Revêtement : Sellerie Gamme Classique




Arno




Garonne



Potomac




Amour



Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine



Amazone

Revêtement : Sellerie Gamme Urban



Abysse




Cendre




Origan




Géranium




Réglisse




Prune



Perle




Ficelle




Terre



Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas




Orange



Fuschia



Tomate




GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

GARANTIE

- 2 ans
- Sellerie : 1 an



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tél : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com